

УКРАЇНА



ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 136615

СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЇ  
ДИСФУНКЦІЇ У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ  
ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі **27.08.2019**.

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Ю.П. Бровченко



(21) Номер заявки: **u 2019 02498**

(22) Дата подання заявки: **14.03.2019**

(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: **27.08.2019**

(46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: **27.08.2019, Бюл. № 16**

(72) Винахідник:  
**Кравченко Олена Вікторівна, UA**

(73) Власник:  
**ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" МОЗ УКРАЇНИ,**  
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002, UA

---

(54) Назва корисної моделі:

**СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ**

---

(57) Формула корисної моделі:

Спосіб ранньої діагностики плацентарної дисфункції у вагітних після екстракорпорального запліднення шляхом проведення ультразвукового дослідження, який **відрізняється** тим, що проводять тримірне доплерівське вимірювання об'єму хоріону та оцінку його васкуляризації, і при зниженні об'єму хоріону більше ніж на 15-20 %, а індексу васкуляризації більше ніж на 25-30 % відносно гестаційної норми, діагностують розвиток плацентарної дисфункції.

Державне підприємство  
«Український інститут інтелектуальної власності»  
(Укрпатент)

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та сформованою позначкою часу.

Ідентифікатор електронного документа 4591220819.

Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Зайти до ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні моделі», яка розташована на сторінці <http://base.uipv.org/searchInvStat/>.
2. Виконати пошук за номером заявки.
3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор електронного документа.

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими люверсами.

Уповноважена особа Укрпатенту

І.Є. Матусевич

27.08.2019

